




5F ハナコエクセレント EN カテーテル

5F Hanaco EXCELLENT EN CATHETER




販売名：ハナコ・エクセレントENカテーテル
医療機器承認番号：20100BZZ01855000

5F エクセレント EN カテーテル

●高トルク性と高流量を両立した高剛性シャフト

●血管内損傷を最小限に抑える先端加工



■ご注文例(製品番号)

RH型(630)、5Fr、全長 80cm、S長(ソフト部長さ)30mm、サイドホール0個の場合

630-50-TEX30-800-2P-SH0
形状番号 Frサイズ S長 全長(mm表示) サイドホール数

シェパードフック・モディファイド型 (Shepherd-Hook modified) 65 cm	RC型 (Type-RC) 65 cm	コブラ型 (Type-Cobra) 65 cm	チャン型 (Type-Chuang) 60 cm
Side Hole 1	Side Hole 1		
210 211 212	621 620	230 231	380 381

HILALスパイナル型 (Type-Hilal Spinal) 80 cm	ビッグテール型 (Type-Pigtail) 65 cm 80 cm 100 cm	ヘッドハンター型 (Type-Headhunter) 100 cm	シモンズ型 (Type-Simmons) 100 cm
	Side Hole 10		
641 640	341	371 371(S長:30)	511 512 513

イド型 (Type-Ido) 65 cm 80 cm	RH型 (Type-RH) 65 cm 80 cm	ツイスト型 (Type-Twist) 65 cm	成形自在型 (Multipurpose) 65 cm 80 cm 100 cm
290 291 292	630 630(S長:30)	670	310 → 65 cm 311 → 80 cm 313 → 100 cm

ニュートン型 (Type-Newton) 100 cm	BHW型 (Type-Bentson-Hanafee-Wilson) 100 cm
500 501 502 503 504 505	390 391 392 S長:35 or 80