

# 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料


## 留置チューブ（メッシュ補強なし）

販売名称：ハナコ・ディスポーザブル・PTC-D用留置チューブ

医療機器承認番号：16000BZZ00977000

クラス：Ⅱ JMDNコード：10696022

ストレート型



ピッグテール型


製品番号	外径(Fr)	形状	全長	適合 ワイヤー	希望小売 価格	償還価格	保険請求 分類	梱包 単位
RS-072-PE-280-P-SH1	7.2	ストレート	280 mm	0.038inch	¥5,000 /本	¥4,600	[O33] (1)カテーテル	10
RS-080-PE-280-P-SH1	8			0.045inch				
RS-100-PE-280-P-SH1	10			0.035inch				
RP-050-PE-280-P-SH4	5	ピッグテール	280 mm	0.038inch		¥5,700	[198] ドレナージ カテーテル	
RP-060-PE-280-P-SH4	6			0.045inch				
RP-072-PE-280-P-SH4	7.2			0.035inch				
RP-080-PE-280-P-SH4	8			0.038inch				
RP-100-PE-280-P-SH4	10			0.045inch				
RP-050-PE-450-P-SH4	5		450 mm	0.035inch				
RP-060-PE-450-P-SH4	6			0.038inch				
RP-072-PE-450-P-SH4	7.2			0.045inch				
RP-080-PE-450-P-SH4	8							
RP-100-PE-450-P-SH4	10							

## 留置チューブ（メッシュ補強入り）

販売名称：ハナコ・ディスポーザブル・PTC-D用留置チューブ


医療機器承認番号：16000BZZ00977000

クラス：Ⅱ JMDNコード：10696022



ストレート型

ピッグテール型




製品番号	外径(Fr)	形状	全長	適合 ワイヤー	希望小売 価格	償還価格	保険請求 分類	梱包 単位
RS-050-PET-280-P-SH1	5	ストレート	280 mm	0.035inch	¥6,200 /本	¥4,600	[033] (1)カテーテル	10
RS-060-PET-280-P-SH1	6			0.038inch				
RS-065-PET-280-P-SH1	6.5							
RS-070-PET-280-P-SH1	7							
RS-080-PET-280-P-SH1	8							
RS-090-PET-280-P-SH1	9							
RP-050-PET-280-P-SH4	5	ピッグテール	280 mm	0.035inch		¥5,700	[198] ドレナージ カテーテル	
RP-060-PET-280-P-SH4	6			0.038inch				
RP-065-PET-280-P-SH4	6.5							
RP-070-PET-280-P-SH4	7							
RP-080-PET-280-P-SH4	8							
RP-090-PET-280-P-SH4	9							
RP-050-PET-450-P-SH4	5		450 mm	0.035inch				
RP-060-PET-450-P-SH4	6			0.038inch				
RP-065-PET-450-P-SH4	6.5							
RP-070-PET-450-P-SH4	7							
RP-080-PET-450-P-SH4	8							
RP-090-PET-450-P-SH4	9							

## 留置チューブ（ρ型）

販売名称：ハナコ・ディスポーザブルρ型留置チューブ

医療機器承認番号：16300BZZ01528000


クラス：Ⅱ JMDNコード：10696022



製品番号	外径(Fr)	形状	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
RR-070-PET-280-P-SH4	7	ρ型	280 mm	0.035inch	¥10,000 /本	¥5,700	[198] ドレナージ カテーテル	10
RR-080-PET-280-P-SH4	8							
RR-090-PET-280-P-SH4	9							

# シーキングカテーテル

販売名称：ハナコ・ディスポーザブル・PTC-D用留置チューブ  
医療機器承認番号：16000BZZ00977000



製品番号	外径	全長	適合 GW	JAN コード
R-SKC2-050-PET-350-P-SH0	5Fr	35cm	.035inch	4543043078729
R-SKC2-065-PET-350-P-SH0	6.5Fr		.038inch	4543043067013
R-SKCB-070-PET-280-P-SH1	7Fr	28cm		4543043067051

製造販売元

ハナコメディカル株式会社

本社／埼玉県さいたま市浦和区元町2-24-11  
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875  
E-mail: eigyou@hanacomedical.co.jp  
URL: <http://www.hanacomedical.co.jp/jp/>


# ダイヤモンドPTCDキット

販売名：ダイヤモンド PTCD キット

医療機器承認番号：20600BZZ01235A01

管理医療機器／クラス分類：Ⅱ

## <ダイヤモンド/マレコットタイプの特徴>




- ・ドレナージ効果の大きい先端形状。
- ・カテーテル挿入を容易にするシャープな先端構造。
- ・チューブ素材はハードタイプ（ポリエチレン）とソフトタイプ（ポリウレタン）の2種類。
- ・インナーカテーテル2本入り。

（カテーテル挿入用、抜去用）



カテーテル挿入の際、カテーテルを補強し挿入し易くするインナーカテーテル付き。



カテーテル抜去時に使用するインナーカテーテルが別包装にて同梱。

材質	製品番号	外径	有効長	適合GW 径	JAN コード	保険請求区分
ハードタイプ	PD-R-FL-80-280	8Fr	280 mm	0.038 inch	4582142526601	198 ドレナージカテーテル
	PD-R-FL-100-280	10Fr	280 mm	0.038 inch	4582142526618	198 ドレナージカテーテル
	PD-R-FL-120-280	12Fr	280 mm	0.038 inch	4582142526625	198 ドレナージカテーテル
	PD-R-FL-140-280	14Fr	280 mm	0.038 inch	4582142526632	198 ドレナージカテーテル
ソフトタイプ	PD-R-FL-80-280-PU	8Fr	280 mm	0.038 inch	4582142526649	198 ドレナージカテーテル
	PD-R-FL-100-280-PU	10Fr	280 mm	0.038 inch	4582142526656	198 ドレナージカテーテル
	PD-R-FL-120-280-PU	12Fr	280 mm	0.038 inch	4582142526663	198 ドレナージカテーテル
	PD-R-FL-140-280-PU	14Fr	280 mm	0.038 inch	4582142526670	198 ドレナージカテーテル

販売元

ハナコメディカル株式会社

埼玉県さいたま市浦和区元町 2-24-11

TEL：048-881-4101

製造販売元

シルックス株式会社