


E R B D 関 連 製 品

ENBD用チューブ（NBチューブ）

販売名称：ハナコ・ディスプレイザブルERBDキット


医療機器承認番号：16100BZZ01316000

クラス：Ⅳ JMDNコード：10696012



製品番号	形状	外径 (Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
NB-ST-50-3000-SH4-WP	ストレート (サイドホール4個)	5	300cm	0.035inch	¥9,000 /本	¥7,330	[033] (5)経鼻法用 カテーテル	10
NB-ST-60-3000-SH4-WP		6		0.038inch				
NB-ST-72-3000-SH4-WP		7.2		0.035inch				
NB-PG-50-3000-SH5-WP	ピッグテール (サイドホール5個)	5		0.035inch				
NB-PG-60-3000-SH5-WP		6		0.038inch				
NB-PG-72-3000-SH5-WP		7.2		0.035inch				
NB-AA-50-3000-SH4-WP	αループ (サイドホール4個)	5		0.035inch				
NB-AA-60-3000-SH4-WP		6		0.038inch				
NB-AA-72-3000-SH4-WP		7.2		0.035inch				
NB-AL-50-3000-SH4-WP	αループロング (サイドホール4個)	5		0.035inch				
NB-AL-60-3000-SH4-WP		6		0.038inch				
NB-AL-72-3000-SH4-WP		7.2		0.035inch				
NB-AR-50-3000-SH4-WP	αループ逆ロング (サイドホール4個)	5	0.035inch					
NB-AR-60-3000-SH4-WP		6	0.038inch					
NB-AR-72-3000-SH4-WP		7.2						

ダブルマーカー



製品番号	形状	外径 (Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
NB-ST-50-3000-SH4-WP-2XMK	ストレート	5	300cm	0.035inch	¥12,000 /本	¥7,330	[O33] (5)経鼻法用 カテーテル	10
NB-ST-60-3000-SH4-WP-2XMK	(サイドホール4個)	6		0.038inch				
NB-PG1-50-3000-SH5-WP-2XMK	ピッグテール	5		0.035inch				
NB-PG1-60-3000-SH5-WP-2XMK	(サイドホール5個)	6		0.038inch				
NB-AA-50-3000-SH4-WP-2XMK	α ループ	5		0.035inch				
NB-AA-60-3000-SH4-WP-2XMK	(サイドホール4個)	6		0.038inch				
NB-AL-50-3000-SH4-WP-2XMK	α ループロング	5		0.035inch				
NB-AL-60-3000-SH4-WP-2XMK	(サイドホール4個)	6		0.038inch				
NB-AR-50-3000-SH4-WP-2XMK	α ループ逆ロング	5		0.035inch				
NB-AR-60-3000-SH4-WP-2XMK	(サイドホール4個)	6		0.038inch				

ENPD用チューブ (NPチューブ)

販売名称 : ハナコ・ディスプレイザブルERBDキット

医療機器承認番号 : 16100BZZ01316000

クラス: IV JMDNコード: 10696012

膀胱ドレナージ用



製品番号	形状	外径 (Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	保険請求分類	梱包単位
NP-ST-50-2500-SH10-WP	ストレート・フラップあり (サイドホール10個)	5	250 cm	0.035inch	¥9,000 /本	不可 (膀胱使用 の場合)	10
NP-ST-50-2500-SH6-WP-2XMK	ストレート・フラップあり ダブルマーカー (サイドホール6個)				¥12,000 /本		