



# ERBD用留置チューブ

販売名称：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号：16100BZZ01316000  
 クラス：Ⅳ JMDNコード：10696012



製品番号	形状	外径(Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
ERBD-RP-60-80-SH10	両ピッグテール (サイドホール10個)	6	8cm	0.038inch	¥3,950 /本	¥3,860	[034] (1)一般型 ②一時留置型  ア…ステント	20
ERBD-RP-60-100-SH10			10cm					
ERBD-RP-60-120-SH10			12cm					
ERBD-RP-60-150-SH10			15cm					
ERBD-RP-72-80-SH10		7.2	8cm					
ERBD-RP-72-100-SH10			10cm					
ERBD-RP-72-120-SH10			12cm					
ERBD-RP-72-150-SH10			15cm					
ERBD-RP-80-80-SH10		8	8cm					
ERBD-RP-80-100-SH10			10cm					
ERBD-RP-80-120-SH10			12cm					
ERBD-RP-80-150-SH10			15cm					
ERBD-RP-10-80-SH10		10	8cm	0.045inch				
ERBD-RP-10-100-SH10			10cm					
ERBD-RP-10-120-SH10			12cm					




製品番号	形状	サイドホール数	外径(Fr)	有効長	適合ワイヤー	希望小売価格	保険請求分類	梱包単位
ERBD-KP-TMI-50-40-SH8	片ピッグテール	8個	5	3cm	0.035inch	¥3,950 /本	不可	20
ERBD-KP-TMI-50-50-SH8				4cm				
ERBD-KP-TMI-50-60-SH10		10個		5cm				

## テーパードカテーテル

販売名称：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号：16100BZZ01316000  
 クラス：Ⅳ JMDNコード：10696012




製品番号	外径(Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	梱包単位
ERBD-TC-50-1800-SHO	5	180cm	0.035inch	¥5,000 /本	10
ERBD-TC-60-1800-SHO	6		0.038inch		
ERBD-TC-72-1800-SHO	7.2				
ERBD-TC-80-1800-SHO	8				
ERBD-TC-10-1800-SHO	10		0.045inch		5

## プッシングチューブ

販売名称：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号：16100BZZ01316000  
 クラス：Ⅳ JMDNコード：10696012



製品番号	外径(Fr)	全長	外径	内径	希望小売価格	梱包単位
ERBD-PS-50-1600	5	160cm	1.67mm	1.12mm	¥8,000 /本	10
ERBD-PS-60-1600	6		2.00mm	1.20mm		
ERBD-PS-72-1600	7.2		2.40mm	1.47mm		
ERBD-PS-80-1600	8		2.66mm	1.55mm		


# ERBD セット (一般型・一時留置型) スtent/デリバリー

販売名称 : ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号 : 16100BZZ01316000

クラス : IV JMDNコード : 10696012

## 胆管stentセット



製品番号	キット構成	单品製品番号		規格	希望小売 価格	償還価格	梱包 単位
		单品製品番号	規格				
SET-ERBD-72-100-RP-KT	stent	ERBD-RP-KT-72-100-SH10-MK	両ビッグテール、 7.2Fr, 10cm	¥17,450 /セット	[034] (1)-② ¥16,960 ア... stent: ¥3,860 イ... デリバリー: ¥13,100	1	
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr, 160cm				
SET-ERBD-72-120-RP-KT	stent	ERBD-RP-KT-72-120-SH10-MK	両ビッグテール、 7.2Fr, 12cm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr, 160cm				
SET-ERBD-72-140-RP-KT	stent	ERBD-RP-KT-72-140-SH10-MK	両ビッグテール、 7.2Fr, 14cm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr, 160cm				
SET-ERBD-72-170-KP-A	stent	ERBD-KP-A-72-170-SH11-MK	アグビッグ 7.2Fr, 17cm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr, 160cm				
SET-ERBD-72-190-KP-A	stent	ERBD-KP-A-72-190-SH11-MK	アグビッグ 7.2Fr, 19cm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr, 160cm				
SET-ERBD-72-210-KP-A	stent	ERBD-KP-A-72-210-SH11-MK	アグビッグ 7.2Fr, 21cm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr, 160cm				

腭管ステントセット

製品番号	キット構成	単品製品番号		規格	希望小売 価格	償還価格	梱包 単位
SET-ERBD-SK-50-40-SH2	ステント	ERBD-SF-SK-50-40-SH2		両フラップ 5Fr, 3cm	¥23,000 /セット	不可 (腭管使用 の場合)	1
	フックチューブ	ERBD-PS-50-1600		5Fr, 160cm			
SET-ERBD-SK-50-60-SH5	ステント	ERBD-SF-SK-50-60-SH5		両フラップ 5Fr, 5cm			
	フックチューブ	ERBD-PS-50-1600		5Fr, 160cm			
SET-ERBD-SKK-50-40-SH4-MK	ステント	ERBD-SF-SKK-50-40-SH4-MK		片フラップ 5Fr, 3cm			
	フックチューブ	ERBD-PS-50-1600		5Fr, 160cm			
SET-ERBD-SKK-50-60-SH5	ステント	ERBD-SF-SKK-50-60-SH5		片フラップ 5Fr, 5cm			
	フックチューブ	ERBD-PS-50-1600		5Fr, 160cm			
SET-ERBD-50-40-TMI-SH8	ステント	ERBD-KP-TMI-50-40-SH8		片ピッグ 5Fr, 3cm			
	フックチューブ	ERBD-PS-50-1600		5Fr, 160cm			
SET-ERBD-50-60-TMI-SH10	ステント	ERBD-KP-TMI-50-60-SH10		片ピッグ 5Fr, 5cm			
	フックチューブ	ERBD-PS-50-1600		5Fr, 160cm			